



PM 25/35/50.5Y



PM 10/15/20.5Y



PM 60/120.5Y

- **Display da 10"**: Schermo più grande significa più informazioni in un unico posto. Sul nuovo terminale ELLIPSIS, si vedranno fino a 3 schermate, widget, grafici, stati, note e cronologia delle misurazioni.
- Possibilità di **verifica utente** utilizzando una password, una scheda RFID, un lettore di impronte digitali, un meccanismo di riconoscimento facciale o qualsiasi combinazione di questi.
- La tecnologia ELLIPSIS funziona con **tags RFID** che possono essere utilizzate per marcare prodotti o ingredienti delle formulazioni nel database.
- Possibilità di aggiungere una **nota vocale o testuale** alle misurazioni eseguite
- Livellamento automatico del sistema Balance ReflexLEVEL

### Funzioni



Autotest



Dosaggio



Percentuale di pesatura



Conteggio pezzi



Funzione picco



Formulazione



Unità di misura Newton



Statistiche



Controllo peso



Sensori IR



Procedure GLP



Pesatura animali



Calibrazione pipette



Correzione della densità dell'aria



Determinazione della densità



Pesatura differenziale



Controllo ambientale



Controllo di qualità statistico



Controllo delle merci imballate



ALIBI Memory



Wi-Fi

Modello		<b>M</b>	Portata	d	Piatto	
PM 10.5Y	•	•	10 kg	0,01 g	200x185 mm	
PM 15.5Y	•		15 kg	0,01 g	200x185 mm	
PM 20.5Y	•	•	20 kg	0,01 g	200x185 mm	
PM 25.5Y	•	•	25 kg	0,1 g	350x260 mm	
PM 35.5Y	•		35 kg	0,1 g	350x260 mm	
PM 50.5Y	•		50 kg	0,1 g	350x260 mm	
PM 60.5Y(400x500)	•	•	60 kg	0,1 g	400X500 mm	
PM 120.5Y(400x500)	•		120 kg	0,2 g	400X500 mm	
Costo aggiuntivo per la conformità 21 CFR parte 11						
Costo aggiuntivo per l'attivazione del modulo Radwag Extended SI (livello RES: 0,1,2) per 5Y						
Costo per verifica bilancia in classe II						

